

## JONASET HENGITYSILMANLÄMMITIN

Jonaset hengitysilmanlämmitin auttaa liikkumaan kylmässä säässä. Jonaset lämmittimessä on teräksestä valmistettu kennosto, joka sitoo uloshengityksen lämmön ja käyttää sen sisäänhengitysilman lämmittämiseen. Samalla kennosto kostuttaa kuivaa pakkasilmaa elimistölle miellyttävän kosteaksi.

### KÄYTTÖOHJE

1. Jonaset lämmitin kiinnitetään kaulurin, hupun tai kaulaliinan sisäpuolelle. Sään ja käyttötarkoituksen mukaan voit käyttää joko ohuempaa, väriltään valkoista lämmitintä tai tehokkaampaa sinistä lämmitintä.
2. Lämmitin on asetettava huolellisesti suun ja nenän eteen siten, että se ei peitä silmiä. Lämmitintä voi tarvittaessa muotoilla taivuttamalla kevyesti teräsverkkoa omia kasvopiirteitä myötäileväksi tai leikkaamalla sen reunoja saksilla. Teräsverkkoa ei saa peittää muilla kuin valmistajan neuleilla, joissa on riittävän kevyt hengitysvastus.
3. Silmälasien käyttäjät voivat taivuttaa lämmittimen yläosassa olevaa metallikiinnikettä lasien huurtumisen estämiseksi. Jos huurtumista kuitenkin esiintyy esimerkiksi autoillessa tai muissa mahdollisissa vaaratilanteissa käyttö on välittömästi lopetettava.
4. Tuote on tarkoitettu vain hengitysilman lämmittämiseen ja se ei suodata esimerkiksi pienhiukkasia.
5. Tuote on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Lämmitin puhdistetaan aina käytön jälkeen juoksevan veden alla. Perusteellisempi puhdistus tulee suorittaa nestemäisellä pesuaineella käyttökerroista riippuen 2-3 kertaa viikossa. Huom ! Lämmittimen pehmeät reunat eivät kestä yli 60 C asteen lämpöä.
6. Lämmitin on valmistettu iholle miellyttävästä polyeteenivaahdosta ja ruostumattomasta haponkestävästä teräsverkosta. Tuote tulee hävittää sekajätteisiin ja metalliosat metallijätteisiin.

Suomen Jonas Oy  
PL30, FIN 00661 HELSINKI  
TEL: +358-9-7243 538  
E-Mail: [jonas@jonas.fi](mailto:jonas@jonas.fi)

## JONASPORT HENGITYSILMANLÄMMITIN

Jonasport on hengitysilmanlämmitin, joka auttaa liikkumaan kylmässä säässä. Jonasport lämmittimessä on teräksestä valmistettu kennosto, joka sitoo uloshengityksen lämmön ja käyttää sen sisäänhengitysilman lämmittämiseen. Samalla kennosto kostuttaa kuivaa pakkasilmaa elimistölle miellyttävän kosteaksi.

### KÄYTTÖOHJE

1. Jonasport lämmitin pysyy tukevasti paikallaan tarranauhan avulla. Aseta haarautuva nauha riittävän korkealle pääläen ympärille. Lämmitin on asetettava huolellisesti suun ja nenän eteen siten, että se ei peitä silmiä.
2. Teräsverkkoa ei saa peittää. Lämmitintä voi tarvittaessa muotoilla taivuttamalla kevyesti teräsverkkoa omia kasvopiirteitä myötäileväksi.
3. Silmälasien käyttäjät voivat taivuttaa lämmittimen yläosassa olevaa metallikiinnikettä lasien huurtumisen estämiseksi. Jos huurtumista kuitenkin esiintyy esimerkiksi autoillessa tai muissa mahdollisissa vaaratilanteissa käyttö on välittömästi lopetettava.
4. Tuote on tarkoitettu vain hengitysilman lämmittämiseen ja se ei suodata esimerkiksi pienhiukkasia.
5. Tuote on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Lämmitin puhdistetaan aina käytön jälkeen juoksevan veden alla. Perusteellisempi puhdistus tulee suorittaa nestemäisellä pesuaineella käyttökerroista riippuen 2-3 kertaa viikossa. Huom ! Lämmittimen pehmeät reunat eivät kestä yli 60 C asteen lämpöä.
6. Lämmitin on valmistettu iholle miellyttävästä kankaalla päällystetystä polyeteenivaahdosta, ruostumattomasta haponkestävästä teräsverkosta sekä kumi- ja tarranauhasta. Tuote tulee hävittää sekajätteisiin ja metalliosat metallijätteisiin.

Suomen Jonas Oy  
PL30, FIN 00661 HELSINKI  
TEL: +358-9-7243 538  
E-Mail: jonas@jonas.fi